

Hygiënisch & doeltreffend reinigen? Kies **LACTONA** *EasyDent* ragers.



*Najaarsactie:
17 oktober t/m
28 november 2025

**5+1
GRATIS***

Meer weten over onze mondverzorgingsproducten?

Maak een afspraak met onze mondhygiëniste en vraag een online meeting aan via Microsoft Teams of Whatsapp. Voorafgaand aan de meeting, ontvang je een uitgebreid pakket met producten uit ons assortiment

Meer informatie op:
lactona.nl/professie/voor-de-praktijk

Voor je cliënten verkrijgbaar bij diverse drogisterijen:


trekpleister

 Kruidvat

 da

 Etos

 Plein

 bol.com

Drogisterij.net

Alle tandenborstels 10+2 dozijn gratis

Lactona biedt een **breed assortiment** tandenborstels die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van volwassenen, kinderen, orthodontische patiënten en prothesedragers. Onze tandenborstels staan bekend om hun **uitstekende kwaliteit**, waarbij zowel de materiaalkeuze van de handle als de nylon **afgeronde en gepolijste borstelharen** van Tynex® zorgvuldig zijn geselecteerd.

De *iQ*, *iQ+* en *iQ Easycomfort* series in diverse hardheden.

Onze knapste **koppen zijn compact** met een hechte en **dichte implant van filamenten** voor een optimale verwijdering van de tandplak. De ergonomisch gevormde handle geeft een goede grip en ligt fijn in de hand.

In de *iQ Easycomfort* serie is er ook een **Ultra-Soft variant**. De ultrazachte borstel maakt het tandenpoetsen aangenamer en **minder belastend bij gevoelige gebitssituaties**. Deze borstel is ideaal voor gebruik bij ANUG, ernstig ontstoken tandvlees, implantaten, chemo- en radiotherapie, herstel na parodontale behandelingen, recessies, extracties en bij edentate patiënten.



**10+2
DOZIEN
GRATIS**



**5+1
GRATIS**

Eenvoudige en efficiënte verwijdering van tandplak met de dubbelzijdige *FlexPicks 2in1*.

Door de conische vormgeving is de FlexPick 2in1 te gebruiken in veel verschillende interdentale ruimtes. Dit maakt de interdentale reiniging nog eenvoudiger.

De FlexPick 2in1 is siliconen- en latexvrij.

Verkrijgbaar in de maten:
XS / S (geel) en M / L (oranje).

Borstels voor de moeilijke hoekjes.

27 BB (Double single-tuft)

De 27 BB is ontworpen voor een precieze reiniging van moeilijk bereikbare plekken in de mond. De borsteltjes zijn geplaatst in twee verschillende hoeken, waardoor zelfs lastig toegankelijke zones eenvoudig gereinigd kunnen worden.

Proxabbrush

Het extra lange handvat en de fijne grip dragen bij aan een betere bereikbaarheid van de achterste elementen en daarmee een betere verwijdering van de tandplak. Door het schuifstelsel in het kopje van de handle, kan de rager eenvoudig worden vervangen.



**10+2
DOZIEN
GRATIS**



Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen voor professie

Gebruik je veel verschillende maten en soorten van de Lactona ragers, dan kunnen de Combiboxen in de lades van jouw praktijk niet ontbreken.

Met de Combiboxen heb je in één oogopslag het overzicht over alle soorten en maten ragers voor de juiste "Passende" advisering aan de patiënt. Inmiddels zijn er 4 Combiboxen!

Wil je zelf je **Combibox** samenstellen?

Dat kan. De boxen kunnen ook zonder ragers worden geleverd. Bestel dan de voordelige navulverpakkingen en stel zelf je Combibox samen met de maten ragers die jij het meest adviseert.



**5+1
GRATIS**

LACTONA **5+1 GRATIS** Navul gripzakverpakkingen

- EasyGrip (100 of 200 stuks)
- Interdental Cleaners (200 stuks)
- EasyDent A / B / C (200 stuks)

LACTONA **5+1 GRATIS** Combiboxen

- Combibox A (900 st.)
Inhoud: EasyDent A/B/C, XXXS / XXS-long / XS
- Combibox B (600 st.)
Inhoud: S / M / L-M / L / XL / XXL
- Combibox C (600 st.)
Inhoud: EasyDent A/B & C
- Combibox EasyGrip (240 st.)
Inhoud: XXXS / XXS / XS / S / M / Conische A & B

LACTONA **5+1 GRATIS** Diverse starterspaketten

- Interdental Cleaners Box met 100 st. (één maat) + 100 gripzakjes + 10 houders
- EasyDent ragers Box met 100 st. (één maat) + 100 gripzakjes + 10 houders
- EasyGrip Box met 40 st. (één maat)

Breed assortiment ragers 21 variaties & maatvoeringen

De ragers geven een optimale interdentale reiniging en zijn te adviseren bij kroon- en brugwerk, implantaten en orthodontische apparatuur.


Het borstelgedeelte van de Interdental Cleaners, EasyDent en EasyGrip bestaat uit een hechte implant van zachte maar stevige **antibacteriële StaClean® filamenten**. Het draad is voorzien van een kunststof coating.

**5+1
GRATIS**

EasyDent A, B & C
conische ragers

Interdental Cleaners. **Cilindrische ragers**
met extra lang borstelgedeelte.

EasyGrip ragers met **vaste houder voor meer grip** en met korter borstelgedeelte.



Product & actieoverzicht

LACTONA **5+1 GRATIS** FlexPicks 2in1

- FlexPick 2in1 à 200 st. (XS/S)
- FlexPick 2in1 à 200 st. (M/L)

LACTONA **5+1 GRATIS** EasyGrip met vaste houder

Combinaties verschillende maten mogelijk.
Ultra Small 1.9 mm - XXXS 2 mm - XXS 2.5 mm - XS 3 mm - S 4 mm, M 5 mm
EasyDent Type A 2.5 t/m 5 mm
Type B 3 t/m 7 mm.

- Startersbox à 40 st.
- Gripzak à 200 st.
- Gripzak à 100 st.
- Combibox à 240 st. (7 maten)

LACTONA **5+1 GRATIS** Interdental Cleaners / EasyDent zonder vaste houder

Combinaties verschillende maten mogelijk.
XXXS 2 mm - XXS Long/Short 2.5 mm
XS 3.1 mm - S 4 mm - M 5 mm - L/M 6.5 mm, L 8 mm - XL 10 mm - XXL 12 mm
EasyDent Type A 2.5 t/m 5 mm - Type B 3,1 t/m 8 mm - Type C 6 t/m 11 mm.

- Starterspakket à 100 st.
- Interdental Cleaners en/of EasyDent A / B / C
- Gripzak à 200 st.
- Combibox A à 900 st.
(maten EasyDent A / B / C en XXXS / XXS-I / XS)
- Combibox B à 600 st.
(maten S / M / L-M / L / XL / XXL)
- Combibox C à 600 st.
(maten EasyDent A / B / C)



LACTONA AfterCare

- AfterCare 15ml



De krachtige werking van Lactona AfterCare is te danken aan zorgvuldig geselecteerde ingrediënten waaronder **hyaluronzuur** en **Laureth 9**, die bijdragen aan een optimaal herstelproces.

LACTONA Floss, FlossTape tongreiniger

- Blue Floss 50 meter
- Blue FlossTape 40 meter
- Tongreiniger

LACTONA **10+2 DOZIJN GRATIS** Tandenborstels

- iQ+ (met tuft) XS / S / M
- iQ Easycomfort US / XS / S / M
- iQ XS / S / M
- M Easycomfort zonder tip XS / S / M
- M Easycomfort met tip XS / S / M
- M38-XS/M39-S/M40-M zonder tip
- M38-XS/M39-S/M40-M met tip
- M31-S zonder tip
- M31-S met tip
- Kidsbrush
- Toby Fruity
- M30 Regular
- M30 Junior
- Reistandenborstel C-139
- Protheseborstel
- Orthodontic
- Proxabrush
- Double single-tuft (27BB)

LACTONA Intersticks

- Intersticks 100 st. (dispenser)



Bestellen kan via je Dental Depot.

Kijk voor een overzicht van onze actie en deelnemende depots op www.lactona.nl/professie



LACTONA
DENTAL CARE CLINIC

Lactona Europe B.V.

Postbus 732 ■ 4600 AS ■ Bergen op Zoom ■ tel.nr: +31 164 241 507 ■ e-mail: info@lactona.nl
Voor adreswijziging of afmelding nieuwsbrief stuur een bericht naar: info@lactona.nl