

SUMMER HOT DEAL



actieprijs*
€ 4.999,-

OP = OP

Geleverd inclusief
aansluitset en
6 instrumenten
adapters



Maak gebruik van de Dentsply Sirona 1+1 hoekstukken actie!

Wilt u uw hoekstukken vervangen of het aantal uitbreiden? Dan is dit het moment!

Bij aanschaf van een Dentsply Sirona DAC Universal Touch kunt u gebruik maken van de Dentsply Sirona 1+1 actie!

Bij aanschaf van één hoekstuk of turbine, krijgt u één zelfde type geheel gratis.

U kunt kiezen uit de T1 Energo en T2 Energo lijn en de T1 & T2 turbines tot een max van 10+10.

of kies 5x
T1 Energo voor
€ 2.500,-



SAVE THE DATE! PLANDEAL DAGEN

**Donderdag 30 oktober 2025 (van 13:00 uur - 21:00 uur)
& vrijdag 31 oktober 2025 (van 10:00 uur - 17:00 uur)**

**Showroom leegverkoop tegen zeer attractieve prijzen.
Introductie nieuwe apparatuur, hands-on trainingen**

DAC Universal Touch D Dentsply Sirona

Waarom zou u kiezen voor DAC Universal D?

→ **Volledig automatische herverwerking**

Zes instrumenten in ongeveer 15 minuten:

Inwendige en uitwendige reiniging, smering (indien nodig) en desinfectie van hand- en hoekstukken, turbines, ultrasone/sonische handstukken en tips, spuitmonden van multifunctionele spuiten en poederstralers en poederstraal-handstukken

→ **Kostenefficiënt en milieuvriendelijk herverwerken**

Lage gebruiks- en verbruikskosten – geen chemische reinigings- en desinfectiechemicaliën of chemo-indicatoren nodig en slechts 800 ml waterverbruik per cyclus. Lage investeringskosten aan instrumenten dankzij de koeling aan het eind van het proces waardoor ze snel weer klaar zijn voor gebruik.

→ **Gebruiksgemak**

Nieuw ontwerp; aanraakscherm met intuïtieve gebruikersinterface; begeleide onderhoudsworkflow Check & Clean.

→ **Juridische zekerheid**


Reinigings- en desinfectieproces dat gevalideerd kan worden en in overeenstemming is met EN ISO 15883-1 / -22.

NitraDem Direct Connect 2

Waterzuiveringssysteem met rechtstreekse aansluiting

Optioneel leverbaar t.b.v. DAC Universal Touch

Het systeem levert hoogwaardig gedemineraliseerd water aan de DAC Universal en elke andere sterilisator tegen lage kosten. Dit zeer efficiënte waterbehandelingssysteem werkt volledig automatisch en voldoet aan de Europese norm EN 1717-5 die een directe verbinding mogelijk maakt tussen watertoevoer en sterilisatoren zoals DAC Universal.



actieprijs**
€ 825,-

*** Voor de eerste 10 bestellingen, geldig tot uiterlijk 01-08-2025.**

Gratis montage (aangesloten op leidingwerk aangelegd door derden).

****** Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Interesse? Bel 030 281 55 00 of mail installatieverkoop@plandent.nl

Plandent