

Plastische vulinstrumenten

1052/6 **ASH** 1052/49 **ASH** 1052/207-208
2,2mm Ø1,0mm Ø2,5mm
12,90 € per stuk 12,90 €
Ø1,5mm Ø2,0mm

1052/151 1052/154G 1054/159
Ø 2,5mm Ø 2,5mm 2,0mm
per stuk 12,90 € 12,35 €
Ø 1,5mm Ø 2,0mm

Amalgam instrument

1060/10 BALL
5mm Ø 3,1mm
25,95 €
Ø 1,7mm

Heidemann model-leerinstrument

1045/12B flexibel, medium 2,5mm
12,90 €

Cement spatel

1058A medium 6,2mm 9,05 €
1055/8 ASH 6,9mm 9,05 €
6,0mm 6,9mm

Mondspiegelheften

Ook leverbaar als:
490RO 490GR 490GE 490SC 490BL
Kunststof greep steriliseerbaar tot 200° C

489 hol, licht 13,70 €
483 massief 5,20 €
485 hol 9,80 €
SI-485-BL -GE -GR -OR -PK per stuk 13,40 €
LS483 massief 6,40 €
LS485 hol, licht 12,30 €

Tandsonden

1081/33 5,20 €
1082/9 8,95 €
1082/23 8,95 €
1083/6 8,95 €
LS1083/6 7,75 €
LS1081/70 7,75 €

Excavatoren

1020/125-126 Ø 2,5mm
1020/127-128 Ø 2,1mm
1020/129-130 Ø 1,7mm
1020/131-132 Ø 1,4mm
per stuk 17,60 €

Composiet instrumenten

LS1051/14 1,3mm
LS1051/95 1,3mm
per stuk 24,70 €
Met blauwe TITANIUM-OXIDE coating

Pocketsondes

973/80 n. WHO 3,5-5,8-5,1-1,5
973/CP15 1,23-4,56-7,8-10,11-12,13-14-15
per stuk 19,45 €
973/72W WILLIAMS 1,1-1,2-1,1-1,1
24,70 €

Composite-SET

SI-1051-SET6
Inhoud: 1x SI-1051/14-HBL, SI-1051/95-GE, SI-1051/104-OR, SI-1051/108-GR, SI-1051SF/1-BL, SI-1051/Carve-PK



Fig. Carve SF/1 14 108 95 104

TwinSide dubbelzijdige mondspiegels

470/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



SET 6 stuk 24,95 €

TwinSide

OneSide enkelzijdige mondspiegels

471/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



SET 6 stuk 19,95 €

One Side
COMFORT PLUS

Mondspiegels (12 stuks)

480/4 Ø 22mm vlak standaard, SET 12 stuk 12,90 €




478/3 Ø 20mm FRONT SURFACE SET 12 stuk 25,90 €



standaard 478/4 Ø 22mm FRONT SURFACE SET 12 stuk 25,90 €

Paro set

SI-Paro-SET1
Inhoud: 1x SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, SI-972/H6-H7-HBL



meer informatie

Prophylaxe set

SI-961-SET-PK
Inhoud: Universal Curette SI-961/M23A-PK
Universal Scaler SI-961/M23-PK

Fig. M23A



Fig. M23

SET 54,90 €

Opbuigtang voor kronen

1112 RH
Diamantachtig TITAN CARBIDE coating



119,90 €

zeer taai en kleverig materiaal

FURRER tang

1164
1596 BOLEY



90,80 €

Schuifmaat

1596 BOLEY



43,15 €

Cofferdam instrumenten

604 IVORY
607 STOKE
610 AINSWORTH



63,80 €

61,80 €

82,80 €

carl martin Solingen
Finest Dental Instruments

PROMO • 2025
Actie periode 1 maart - 31 december 2025

Paro set

3030-S-BL-SET
Inhoud: GRACEY - 1x 972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14
HYGIENST - 972/H6-H7
Troy 3030-S-BL



SET 69,- €

134°C

NEUW!

TRAY 19,95 €


SET 69,- €

3030-S-PK-SET
Inhoud: GRACEY - 1x 972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14
HYGIENST - 972/H6-H7
Troy 3030-S-PK

BLACK Plasma

Tandvleesscharen set

9017-BP
Inhoud: 12cm recht, 12cm gebogen



SET 59,95 €



www.carlmartin.de • info@carlmartin.de

*Carl Martin-actieprijzen. Prijzen per stuk/verpakking in €, excl. BTW, af fabriek, geldig tot 31.12.2025. Niet-bindende actie-adviesprijs bij alle deelnemende Carl Martin GmbH-vakhandelaren. Artikelen leverbaar zolang de voorraad strekt! / Levering van vergelijkbare artikelen is voorbehouden! Prijswijzigingen, fouten in prijzen of afwijkingen van het product voorbehouden. Onze Algemene voorwaarden en de Inbrengingsclausule vindt u op www.carlmartin.de.

Enkelzijdige mondspiegels CARL Dubbelzijdige mondspiegels CARLA

471/4-CARL Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



SET 6 stuk 19,95 €

470/4-CARLA Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



SET 6 stuk 24,95 €

NEW DESIGN!

Naaldvoerder

1155TC/15 1155TC/18 CRILE-WOOD 15cm + 18cm TC 15cm 99,90 € 18cm 114,- € 3/0 - 5/0	1149TC/17 LICHTENBERG 17cm TC 129,80 € 3/0 - 5/0	1152TC/14 CASTROVIEJO 14cm TC 123,60 € 4/0 - 6/0	LS1152TC/14 LS1152TC/16 CASTROVIEJO 14cm + 16cm TC 14cm 149,- € 16cm 149,- € 4/0 - 6/0
---	--	--	--

• slijtvast • langere levensduur
• stabiele naaldvoering

TC = Hardmetaal

Tandvleesscharen set
9012
Inhoud: 805SC/12 recht,
807SC/12 gebogen

rechter gebogen

SET 79,- €

SUPER CUT

SPECIAL

Scalpels

100 stuks per box

873B/10

873B/11

873B/12

873B/15

873B/12D

873B/15C

Scalpelhouder

871A/3 871A/5

874

product video

2 1 3

voor het veilig verwijderen van
scalpels (met opslagfunctie)

per box 19,90 €

6,90 € 35,45 €

per box 24,90 €

Naaldvoerder

1160/14
1160/17
MATHIEU
14cm + 17cm

14cm
64,90 €
17cm
77,90 €

Wortelresttang

145
Onderkaak

151 1/2
Bovenkaak

65,- € 65,- €

Tandvleesscharen

800/12
recht
12cm

802/12
gebogen,
12cm

818/14
gebogen,
14cm

LS852TC
CASTROVIEJO
15cm

25,- € 25,- € 45,70 € 75,- €

Hechtdraadschaar

868
11,5cm

gehaakt

25,- €

Kronenschaar

828
gebogen
10,5 cm

24,70 €

Set van 2 oliepenen

990

• geen bruine verkleuring zoals
bij conventionele oliën
• precieze dosering en
conservering
• geschikt voor alle
sterilisatiemethoden
• transparant, reukloos en niet
giftig

precieze dosering en conservering

SET 25,95 €

Mikro set
LSRH-Mikro-Set1

the power coating

Oliepenen

Pincet - 16cm

Micro-Schaar - 16cm

Micro-Naaldvoerder - 16cm

SET 299,- €

Wortelresttang

406D
Bovenkaak

329,75 €

Wanghaak

633
15,5cm
CAWOOD-MINNESOTA

24,15 €

**Wortelrestver-
wijderaar**

579
zeer fijn,
1,8mm breed

39,90 €

Scherpe lepel

1145/8
2,8mm

1145/9
3,3mm

per stuk 25,95 €

Raspatorium

6mm 4,5mm 4mm 5mm 5mm 11mm

1804 WILLIGER 1863/9 MOIT 1864/24G 1865 1866 1867/PR3

34,95 € 45,50 € 45,50 € 39,90 € 45,50 € 45,50 €

Syndesmotoom

1801/3
16cm
CHOMPRET

31,95 €

Knabbeltang

1829
MINI-FRIEDMANN

1830/2
FRIEDMANN

129,75 € 129,75 €

Wortel- en splintertang

1209RH 1209-20RH

per stuk 99,90 €

1209-SET
Inhoud: 1209RH, 1209-20RH

SET 175,- €

meer informatie

Extraktietangen set

AK100 + 3280A

Inhoud: 10 modellen
(6 boven + 4 onder)
Extraktietangen set kind
Inhoud: 4 modellen
(2 boven + 2 onder)

Fig. X1 X7 X17 X18 X13 X22 X33A X79

per stuk 49,90 €

Bovenkaak
fronttang
premolair
molair rechts
molair links
worteltang
verstandskies

Fig. X1
Fig. X7
Fig. X17
Fig. X18
Fig. X51A
Fig. X67A

Onderkaak
front + premolair
molair
worteltang
verstandskies

Fig. X13
Fig. X22
Fig. X33A
Fig. X79

SET 569,60 €

Luxatie instrumenten

Zeer fijn, slanke hals, licht scherpe uiteinden

588/5 2,5mm recht
588/1 3,0mm recht
588/6 4,0mm recht
588/2 5,0mm recht
588/7 2,5mm gebogen
588/3 3,0mm gebogen
588/8 4,0mm gebogen
588/4 5,0mm gebogen

Luxatie instrument
Instrumenten voor het doorsnijden van het tandfixerend ligament. De zeer vlakke en scherpe
rand van de tip staat een atraumatisch binnendringen in de parodontale spleet toe. De luxatie
instrumenten zijn er in de 8 afgebeelde vormen.

per stuk 39,95 €

SPECIALE PRIJS!

Luxatie instrumenten set

547-SET

Inhoud: 547/1 - 2,8mm, 547/2 - 3,5mm,
547/3 - 4,0mm

SET 169,- €

Hevel

558/6 2,5mm

35,- €

Hevels BEIN

559/1 4,5mm

559/2 3,5mm

559/3 2,5mm

per stuk 35,- €

Matrixspanner

LS599/1
TOFFLEMIRE
Universal

599/1
TOFFLEMIRE

29,90 € 19,90 €

596/1
NYSTRÖM
links

596/2
NYSTRÖM
rechts

per stuk 34,65 €

Cylinderampullenspuit Voor ampullen (1,8ml)

1950
metrische draad

1954ME-CR
metrische draad

3 aspiratiehaken 64,90 € CRAW 69,- €

Pincet

771A/2
sterk model

770AS/2
COLLEGE

773A/2
COLLEGE

773/2
COLLEGE

772DP/3
Met stopstift

794
AMSTERDAM

12,50 € 12,50 € 9,95 € 10,40 € 11,80 € 19,45 €

770CS/2
MERIAM

773C/2
MERIAM

12,50 € 9,95 €

Chirurgische pincet

792/13
13cm

793/14.5
14,5 cm

786
ADSON
12 cm

798A
DE BAKY
15cm

792/14.5
14,5cm

13 cm 12,90 €

14,5 cm 12,90 €

12,90 € 25,- € 38,85 €

Pincet

773D
met gedianteerde
bek
b.v. voor het
vasthouden van
keramische
inlays

708
met gedianteerde
bek
b.v. voor het
vasthouden van
keramische
inlays

49,90 € 74,15 €

Deze tips zijn
geschikt voor de
volgende
ampulstoppers

aspiratiehaak "CRAW"

gat plug

gladde plug

3 aspiratiehaken

gat plug

gladde plug

Pincet

LSP773A/2
MERIAM
gecannelleerd

De slop voorkomt dat het
pincet opengaat als er druk
op wordt uitgeoefend

easy tweezy

NEUW!

10,90 €

Articulatie pincet

650
MILLER, recht,
16cm

14,90 €

Speciale vertanding en
hoge aandrukkracht zorgen
voor een betere grip op het
articulatiepapier

Intraligamentaire injectiespuit

1956
metrische draad

dubbele bajonetsluiting
- daardoor kan de ampul-
houder naar de boven- en
onderkaak worden gericht

BK + OK

249,- €

ROEST VRIJ