

Frästechnik



S3 Premium

- ▶ unschlagbarer Drehzahlbereich von 500 – 80.000 U/min
- ▶ Hochleistungsfrässpindel für höchste Präzision und Laufruhe
- ▶ Erweiterbar für die Nassbearbeitung mit der S W1 Wasserkühlung

Optional:
Armauflagen
aus Buchenholz

Das High-End Fräsgerät

Art.-Nr. 12500 und 12500/3

STATT 10.551 €*
AKTIONS-
PREIS **9.599 €****

Weitere Informationen
zur Frästechnik



Aufrüst-Set für Fräsgerät F1




- ▶ Das Aufrüstset ersetzt die Degussa Frässpindel durch eine Frässpindel mit Q3 Premium Steuerung von Schick
- ▶ Perfekter Rundlauf
- ▶ Drehzahlen bis 60.000 U/min

Art.-Nr. 2600 und 2600/3
Lieferumfang: Frässpindel für F1,
Q3 Premium Tischgerät, Adapter
(Fräsgerät Degussa F1 nicht im Lieferumfang enthalten)

STATT 2.742 €*
AKTIONS-
PREIS **2.499 €****

Nassbearbeitung



Keramik-Frässet

Egal, ob Sie bereits eine Turbine haben oder noch eine benötigen: Entdecken Sie unsere individuellen Lösungen in Form von kompletten Keramikfrässets oder den wichtigsten Einzelteilen.

Mehr Informationen unter:

www.schick-dental.de/produkte/fraesgeraete/s-ceramic

Die ideale Alternative zur Turbine



S W1 Wasserkühlung für die Frässpindel

Die lagerspielfreie Motorfrässpindel erzielt absolut präzise Ergebnisse bei der Fertigung von Primärteilen ohne aufwändigen Umbau des Fräsgerätes. Die Anwendung ist nur in Verbindung mit einer Schick-Frässpindel (22 mm) möglich.

Mehr Informationen unter:

www.schick-dental.de/produkte/fraesgeraete/s-w1



DIALOGPOST
Ein Service der Deutschen Post

ALLEMAGNE Port payé

NUR BEI SCHICK:

- ▶ Persönliche Ansprechpartner
- ▶ Kostenlose Testgeräte innerhalb Deutschlands
- ▶ Hauseigene Servicewerkstatt
- ▶ Kostenloses Ersatzgerät während der Wartung bei SCHICK

**MADE
BY SCHICK**
DAS BESTE FÜR IHR LABOR



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

JETZT ANMELDEN UND ANGEBOTE BEQUEM PER E-MAIL ERHALTEN UNTER:
WWW.SCHICK-DENTAL.DE/NEWSLETTER



21969 08/2025

UPGRADE FÜR IHR LABOR

STARKE TECHNIK – STARKE PREISE



Starke Technik



Ihre Vorteile

- ▶ Bis zu 60.000 U/min und 11 Ncm Drehmoment
- ▶ Helles OLED-Display (Knie- und Tischsteuerung)
- ▶ Rechts-/Linkslauf und Tempomat
- ▶ Breites Drehzahlband mit niedriger Startdrehzahl
- ▶ Kompatibel mit Absaugungen aller Hersteller



alternativ:
Slim Version

Q3 Basic

Effizient, vielseitig und zuverlässig

- ▶ Die Einstiegsklasse für den universellen Einsatz
- ▶ Q Basic Standardhandstück oder schlankes Handstück
- ▶ 200 – 40.000 U/min und 7 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10765
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10768
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10773

STATT 1.786,- €*
AKTIONSPREIS **1.499,- €****

Q3 Profi

Für professionelles Arbeiten

- ▶ Leistungsstarke Technik, selbst für schwere Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten geeignet
- ▶ Q Profi Handstück mit Soft-Grip-Oberfläche
- ▶ 200 – 50.000 U/min und 9 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10775
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10778
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10783

STATT 2.131,- €*
AKTIONSPREIS **1.779,- €****

Für jede Leistungsklasse wählbar

Kniestuerung



Fußsteuerung



Tischsteuerung



Q3 Premium

Leistungsstark und ergonomisch

- ▶ Perfekt für schwerste Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten
- ▶ Ultraleichtes und ergonomisch perfekt ausbalanciertes Q Premium Handstück
- ▶ 200 – 60.000 U/min und 11 Ncm

Erhältlich als:
Kniestuerung komplett Art.-Nr. 10785
Fußsteuerung komplett Art.-Nr. 10788
Tischsteuerung komplett! Art.-Nr. 10793

STATT 2.553,- €*
AKTIONSPREIS **2.099,- €****

Q3 Powerstick

Leistungssteigerung für Q3 Basic und Q3 Profi

- ▶ Erhöhung der Drehzahl um 10.000 U/min und Drehmomentsteigerung um 2 Ncm
- ▶ Einfacher und schneller Einsatz (Plug & Play)
- ▶ Nachträgliche Leistungssteigerung ohne Neuanschaffung einer weiteren Technikmaschine
- ▶ Flexibel einsetzbar an verschiedenen Laborarbeitsplätzen

Art.-Nr. 10745



STATT 316,- €*
AKTIONSPREIS **279,- €****

Mobil unterwegs

Mobile

Leistungsstark und mobil

- ▶ Höchste Präzisions- und Rundlaufeigenschaften
- ▶ Hohe Leistung von 5,5 Ncm und 30.000 U/min
- ▶ Schnellspannung
- ▶ Drehzahl-/Akku-Kapazitätsanzeige
- ▶ Umschaltbar zwischen Rechts-/Linkslauf

Art.-Nr. 9705

STATT 1.453,- €*
AKTIONSPREIS **1.299,- €****

Weitere Informationen und Zubehör



Akku-Set Q Mobile mit Verbindungskabel

Art.-Nr. 9705 + Art.-Nr. 9604

STATT 1.582,- €*
AKTIONSPREIS **1.399,- €****



Akku-Set Q Motor mit ISO-Kupplung

Art.-Nr. 9705/1 (Winkelstück nicht enthalten)

STATT 1.582,- €*
AKTIONSPREIS **1.399,- €****

Sauberer Arbeitsplatz

Mit integrierter Absaugung



Absorberbox XL

Kompakt, leise, top ausgeleuchtet

- ▶ Die sauberste Lösung für staubintensive Arbeiten
- ▶ Flexibler Einsatz im Labor dank integrierter Absaugung
- ▶ Großflächige, schattenfreie LED-Beleuchtung
- ▶ Extragroßes Innenvolumen (21 Liter)
- ▶ Maximale Bewegungsfreiheit
- ▶ Einfacher Umbau von interner auf externe Absaugung

Art.-Nr. 10835

Lieferumfang:
Absorberbox XL mit integrierter Absaugung,
Partikelfilter, Anschlussplatte für externe
Absaugung

STATT 999,- €*
AKTIONSPREIS **859,- €****